

ПРИМЕНЕНИЕ

Антицеллюлитный уход
Уменьшение избыточных локальных
жировых отложений
Коррекция дефектов после липосакции
Уход перед липосакцией
Рассасывание липом

ЗОНЫ УХОДА

Руки
Живот и бока
Ягодицы
Бедра
Надколенная область
Икры и лодыжки

ЗОНЫ, ГДЕ УХОД ПРОТИВПОКАЗАН

Голова
Лицо
Шея
Подмышечная впадина
Внутренняя поверхность плеча
Пах
Подколенная ямка

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- кардиопатии
- обострение сосудистых заболеваний
- наличие кардиостимулятора
- тромбозы и/или тромбофлебиты
- лечение антикоагулянтами
- после трансплантации органов
- наличие металлических протезов
- беременность
- шум в ушах и воспаление внутреннего уха

TRIWORKS

Официальный дистрибьютор TriWorks в Украине –
компания «Бьюти Бутик Украина»
г.Киев, ул.Шолуденко, 16.
тел./факс: +38 044 489 51 09, 489 51 39, 489 51 15
e-mail: beauty@beautyboutique.com.ua,
www.beautyboutique.com.ua

www.triworks.com.ua

SINCERT



Все аппараты TriWorks произведены согласно европейским стандартам и норм, процесс их производства постоянно контролируется Sincert и Cermet, что гарантирует безопасность продукции.
UNI EN ISO 9001:2008 Reg. N. 7023-A
UNI EN ISO 13485:2004 Reg. N: 7023-M



TRIWORKS



SYNETICA

**НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД
УМЕНЬШЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**

Новая технология в эстетической медицине

Medical Beauty Systems



SYNETICA

За несколько сеансов с помощью аппарата Synetica вполне реально устранить даже самый стойкий целлюлит и уменьшить избыточные локальные жировые отложения неинвазивным методом – быстро и эффективно.

Сделать коррекцию фигуры, не прибегая к липосакции, сегодня вполне возможно благодаря использованию ультразвука в сфере эстетической медицины. Преимущество такого метода состоит в том, что локальные жировые отложения устраняются целенаправленным воздействием.

В аппарате Synetica предусмотрен постоянный контроль над частотой и мощностью ультразвука. Благодаря этому волны действуют только на жировую ткань, не повреждая смежные ткани.



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Принцип работы Synetica основан на новом и революционном методе кавитации. Благодаря использованию этого физического явления, ультразвук последовательно создает волны расширения и сжатия, которые расщепляют скопление жиров в адипоцитах.

Сегодня именно эта новаторская методика является единственно действенной альтернативой хирургической липосакции, а также более эффективной методикой по сравнению с ультразвуковыми аппаратами старого поколения, поскольку Synetica работает на более низких частотах и дает возможность эффективно воздействовать на жировую ткань и получать непревзойденные результаты.

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ

Synetica предлагает возможность выбора разных функций и программ, наиболее подходящих для устранения тех или иных проблем. Создание индивидуальной программы позволяет предусмотреть оптимальное проникновение ультразвука, чтобы получить стойкие результаты.

КАВИТАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ



ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Результат виден уже после первых процедур.

Курс – 4-6 сеансов, по 40 минут каждый.

Регулярность процедур – 1 раз в неделю.

Процедура кавитации производится круговыми массажными движениями

манипулы по зоне ухода, на которую до начала процедур наносится специальный

гель. Механическое воздействие массажа, в сочетании с кавитационным эффектом

ультразвука, усиливает дренаж жидкостей и укрепляет сосуды в зоне воздействия. Таким

образом, уменьшаются жировые отложения и одновременно улучшается тонус и

эластичность кожи. Значительно сглаживается такой дефект, как

“апельсиновая корка”.

Чтобы ускорить процесс рассасывания жировых отложений можно сочетать

процедуру кавитации с эндодермальным массажем, а в случае застарелого целлюлита –

с мезотерапией или инъекциями физраствора.